

一站式粘接解决方案

一种树脂粘合剂对应各类需求



产品适用范围:


- 1 冠、桥、嵌体及高嵌体的粘接。
- 2 贴面的粘接。
- 3 粘接桥及保持器的粘接。
- 4 基台及种植体上部结构的粘接。
- 5 核、牙科用桩的粘接。
- 6 银汞合金的粘接修复。

出色的美学效果


使用试色糊剂对各类情况的基牙都能精准选出适合的颜色



与天然牙相类似的荧光性



类似天然牙的荧光性为帕娜碧亚™V5带来了可预期的美学修复效果



帕娜碧亚™V5 小套装

#3608-CN通用色
#3609-CN透明色
#3610-CN不透明色
V5 糊剂2.8g (1.6ml), 牙质粘合处理剂 1.0ml, 修复体处理剂 1.0ml, 混合头 *5个



帕娜碧亚™V5 全色套装

#3603-CN
V5 糊剂4.2g (2.4ml) *5, 试色糊剂2.4g (1.8ml) *5, 牙质粘合处理剂 2.0ml, 修复体处理剂 2.0ml, 混合头 *30, 混合输送头 *10, 小毛刷 *50, 混合皿



帕娜碧亚 V5 试色糊剂 2.4g (1.8ml) /支				
通用色 (A2)	透明色	褐色 (A4)	白色	不透明色
#3621-CN	#3622-CN	#3623-CN	#3624-CN	#3625-CN

帕娜碧亚 V5 糊剂 8.1g (4.6ml) /支				
通用色 (A2)	透明色	褐色 (A4)	白色	不透明色
#3611-CN	#3612-CN	#3613-CN	#3614-CN	#3615-CN

#3629-CN 帕娜碧亚™V5 混合头20个
#3636-CN 帕娜碧亚™V5 牙质粘合处理剂2.0ml
#3639-CN 帕娜碧亚™V5 修复体处理剂2.0ml

kuraray

Noritake



帕娜碧亚 V5 含有高浓度 MDP 粘接单体。经过 15 年的研究和认证, MDP 单体对各类修复体均有理想的粘接强度。



帕娜碧亚™ V5

PANAVIA™ V5

帕娜碧亚™V5 对包括氧化锆在内的各类材料有着很好的粘接效果。



各类修复体的一站式美学粘接解决方案



更简单的操作步骤

简单三步, 完成粘接

1. 修复体的前处理



帕娜碧亚™V5 修复体处理剂
适用于各类材质和形制的修复体

2. 基牙前处理



帕娜碧亚™V5 牙质粘合处理剂
天然牙、复合树脂或金属基牙均适用

3. 轻松挤出, 预先混合



帕娜碧亚™V5 糊剂
双重固化、更易操作

注册证编号: 帕娜碧亚™V5 国械注进20213170006 氧化锆瓷块 国械注进 20142175032

*备注: MDP单体为甲基丙烯酸磷酸酯单体 (Methacrylic Decimalism Phosphate)
生产厂家: 可乐丽则武齿科株式会社 沪械广审(文)第 号 ■使用前请仔细阅读产品说明书 ■禁忌内容或注意事项详见说明书